



ファインフィットマスク



3層構造不織布マスク “ファインフィットマスク”の特徴

- ◎“3層高バリア性(細菌透過率99%)”のメディカルマスクです。《PM2.5》にも対応しております。
- ◎柔らかな風合いで装着時の不快感を軽減します。
- ◎ソフトなゴム紐を使用。長時間の装着にも耳が痛くなりません。
- ◎プラスチック樹脂製ノーズワイヤーを使用。分別廃棄の必要が無く、金属アレルギーの心配とワイヤーの飛び出しによる危険性がありません。(Kidsマスクにはノーズワイヤーを使用しておりません。)

フィルター機能

- BFE(細菌透過率)99%カット
- PFE(粒子透過率)99%カット
- VFE(ウイルス透過率)99%カット

サージカルマスクとは

バクテリアやウィルスなどを含む咳やくしゃみの飛沫、花粉粒子を遮断するものであり、感染(侵入)を完全に防ぐ物ではありません。

製品規格

商品名	商品コード	規格 (cm)	カラー	入り数	標準価格	ケース入り数	JANコード
ファインフィットマスク レギュラー	663000001	3PLY/丸ゴム(17.5×9.5)	ホワイト	50枚	1,200円	20箱	4534089663017
	663000002	3PLY/丸ゴム(17.5×9.5)	グリーン	50枚	1,200円	20箱	4534089663024
	663000003	3PLY/丸ゴム(17.5×9.5)	ブルー	50枚	1,200円	20箱	4534089663031
	663000004	3PLY/丸ゴム(17.5×9.5)	ピンク	50枚	1,200円	20箱	4534089663048
ファインフィットマスク ジュニア	663000006	3PLY/丸ゴム(14.5×9.5)	ホワイト	50枚	1,100円	20箱	4534089663062
ファインフィットマスク レディース	663000007	3PLY/丸ゴム(14.5×9.5)	ピンク	50枚	1,100円	20箱	4534089663079
ファインフィットマスク キッズ	663000083	3PLY/平ゴム(12.5×7.5)	ホワイト	50枚	1,300円	20箱	4534089663833
ファインフィットマスク 2PLY	663000005	2PLY/平ゴム(17.5×9.5)	ホワイト	50枚	1,000円	20箱	4534089663055
ファインフィットマスク タイバック	663000041	3PLY/タイバック(17.5×9.5)	ブルー	50枚	1,500円	20箱	4534089663413

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。




コンフォートマスク・ガウン

3層構造不織布マスク “コンフォートマスク”の特徴

- ◎3層高バリア性のメディカルマスクです。
 - 防御率99%
 - 通気性UP
 - やわらかFIT

◎性能評価 ※(財)日本化学繊維検査協会生物試験センター



注)通気性試験方法:JIS L 1096(社内評価試験)

◎血液透過に対する防御性能の評価 ※(財)日本化学繊維検査協会生物試験センター

試料	圧力 (kPa)		
	10.6	16.0	21.3
	○	○	○

注)○:透過なし 試験方法:人工血液バリア性 ISO 22609

アイソレーションガウン

- ◎経済的な“ディスパーザブルガウン”です。
- ◎院内での簡易な処置や、軽作業時にご利用いただけます。
- ◎面会に来られた方の“予防衣”としてご利用いただけます。
- ◎軽量な素材を使用し、優れた着用感を有します。



製品規格

商品名	商品コード	規格 (cm)	カラー	入り数	標準価格	ケース入り数	JANコード
ファインフィットマスク コンフォート	663000201	3PLY/丸ゴム(17.5×9.5)	ホワイト	50枚	OP	20箱	4534089664113

商品名	商品コード	規格	入り数	標準価格	JANコード
アイソレーションガウン	663000060	紐結びタイプ 黄色	10枚×5袋	10,000円	4534089663604
	663000089	紐結びタイプ 白色	10枚×5袋	10,000円	4534089663895
	663000105	マジックテープタイプ 青色	10枚×5袋	OP	4534089663987

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。

ウロシステム

ガーゼ

コットン

検査・感染対策

その他

Q & A

ウロシステム

ガーゼ

コットン

検査・感染対策

その他

Q & A